

Propionate Agar (TOS)

Ingredients:

Peptone from Casein	10 g
Yeast Extract	1 g
KH ₂ PO ₄	3 g
K ₂ HPO ₄	4.8 g
(NH ₄) ₂ SO ₄	3.0 g
MgSO ₄	7 g
H ₂ O	0.2 g
L-cysteine; HCl ;H ₂ O	0.5 g
Sodium propionate	15 g
Galactooligosaccharide TOS	10 g
Agar	15 g
Distilled water	1000 mL

Adjust pH to 6,7 ± 0.2

Sterilize at 120°C/15 min.